

Nom de l'analyse	Nature de l'échantillon	Paramètre mesuré	Type de méthode d'essai
IHC Cerb-2/Her2	Tumeurs solides mammaires et gastriques	La sur-expression de la protéine Cerb-2	IHC (Immuno-Histo-Chimie) Clone 4B5, automate Ventana/Roche
Cytologie gynécologique	Prélèvement cervico-vaginal	Présence de cellules atypiques	Examen microscopique de cellules colorées sur lame, méthode conventionnelle et en milieu liquide (ThinPrep® Hologic®)
SISH Her2/Neu	Tumeurs solides mammaires et gastriques	La multiplication du gène Her2/Neu	SISH (Silver <i>In Situ</i> Hybridization) Methode SISH Inform® Ventana/Roche
HPV HR	Prélèvement cervico-vaginal	Détection qualitative d'ARN messenger viral du virus HPV et génotypage	Milieu Thinprep, Amplification médiée par la transcription. HPV APTIMA, Hologic®